

Входит
в приказы
№№ 788н
и 878н

Biomag Lumina

Аппарат магнитотерапии

Biomag, Чехия




Бегущее и вращающееся
магнитное поле

- 2 независимых канала
- аппликаторы с бегущим или чередующимся магнитным полем
- русифицированное меню
- малый вес и габариты
- протоколы терапии
- возможность создавать собственные протоколы терапии


ВЫБОР ПОКУПАТЕЛЕЙ

Технические характеристики:

Тип магнитного поля	Прямоугольное
Режим работы	Непрерывный
Максимальная интенсивность магнитного поля	35 мТл
Частота магнитного поля	1 – 81 Гц
Количество независимых каналов	2
Количество протоколов терапии	6
Вес	0,85 кг
Габаритные размеры	240 x 162 x 75 мм



Низкочастотное импульсное
магнитное поле



Вращающееся магнитное
поле



Подробнее

