

Душевая кафедра «Шарко»

Cordoba

Technomex, Польша

3 режима терапии:

- струевой дистанционный душ-массаж
- контрастный душ с быстрой сменой температуры воды
- комбинация струевого и контрастного душа

Особенность:

- *раздельная регулировка давления каждого водяного пистолета*
- *контроль времени процедуры и последовательности включения пистолетов*

Стандартная комплектация:

- 2 водяных пистолета
- 2 термостатических смесителя
- встроенный насос повышения давления
- манометр

Габаритные размеры: 1100 x 720 x 1000 мм



Циркулярный душ

T-NP/E

Technomex, Польша

Стандартная комплектация:

- циркулярный душ
- электронный блок управления
- 2 термостатических смесителя

Габаритные размеры:

2260 x 970 x 970 мм – душ

680 x 410 x 810 мм – блок управления

