



Curapuls 670

Аппарат индуктотермии

Enraf-Nonius, Нидерланды

2 канала терапии

Мягкое и эффективное воздействие

Глубокое проникновение в ткани

Меньше электромагнитных помех

Датчики поглощения энергии

Протоколы терапии заболеваний

Стандартная комплектация:

- круглый излучатель Circuplode Ø 140 мм

Дополнительная комплектация:

- продольный излучатель для тепловых процедур Circuplode-E
- малый излучатель Circuplode Ø 90 мм
- регулируемый держатель излучателя
- деревянный табурет с открытой поясничной зоной
- деревянная кушетка, опора для ног

Технические характеристики:

Частота генератора	27,12 МГц (длина волны 11,06 м)
Импульсная выходная мощность	0 – 200 Вт Средняя мощность 0 – 64 Вт
Режим работы	Импульсный
Частота следования	26 – 800 Гц
Длительность импульсов	65 – 400 мкс
Сменные излучатели	Круглый Circuplode 140 мм Продолговатый Circuplode-E Малый Circuplode 90 мм
Количество каналов	2 шт
Вес	22 кг
Габаритные размеры	48 x 56 x 110 см

Подробнее

