



octomed  
medical equipment



# ENDOMED 482

## АППАРАТ ЭЛЕКТРОТЕРАПИИ

Аппарат Endomed 482 имеет наглядный и интуитивный интерфейс пользователя, базирующийся на цветном сенсорном дисплее. Сокращение механических элементов управления позволило упростить освоение прибора медицинским персоналом, существенно увеличить надежность аппарата, технологичность обслуживания. Пользователям существенно удобнее станет работать со встроенными программами — программы сопровождаются фотографиями расположения электродов и текстовыми описаниями методики проведения (частота и общее количество процедур, рекомендуемая интенсивность тока).

Используемые формы тока: ЧЭНС (симметричный и асимметричный), СМТ (по типу 1-4 роды амплипульстерапии), интерференция, «русская стимуляция», диадинамические токи, прямоугольный и треугольный токи, гальваника, микроток, высоковольтные импульсы.

В дополнение можно приобрести блок вакуумного наложения электродов Vacotron 460, который позволит надежно прикреплять электроды к телу пациента даже в таких сложных местах, как изгибы и суставы. Электрод прикрепляется с помощью вакуумного насоса и удерживается им на протяжении всей процедуры.

Аппарат имеет 2 независимых канала и использует низко- и среднечастотные формы тока. Возможно подключение блока вакуумного наложения электродов.



## ОСОБЕННОСТИ

- 2 независимых канала электротерапии с 36 формами тока
- Большой ЖК цветной сенсорный дисплей
- Пакет предустановленных протоколов для лечения наиболее распространенных заболеваний (42 протокола)
- Создание пользовательских программ терапии из одного или нескольких шагов (более тысячи пользовательских программ)
- Возможность сохранения пользовательских программ на USB flash носитель
- Небольшие размеры и вес
- Возможность установки аккумулятора для автономной работы
- Возможность подключения модуля вакуумного наложения электродов Vacotron 460



## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

2 независимых канала (от 0 до 140 мА)  
2 независимых таймера  
36 форм тока  
Наличие лечебных протоколов терапии  
Возможность работы от аккумулятора  
Вес 2 кг (без аккумулятора)  
Габаритные размеры 24x32x12 см



## СТАНДАРТНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ

Гибкие резиновые электроды 6x8 см (2 уп)  
Прокладки для электродов 6x8 см (1 уп)  
Кабель пациента  
Фиксирующая лента 100x3 см  
Фиксирующая лента 250x3 см  
Сетевой кабель