



octomed  
medical equipment



# ENDOPULS 811

## АППАРАТ УДАРНО-ВОЛНОВОЙ ТЕРАПИИ

Аппарат ударно-волновой терапии Endopuls 811 имеет сенсорный цветной дисплей и русифицированное меню. Прибор работает как в ручном режиме, так и имеет обширный спектр предустановленных лечебных протоколов с описанием режима применения и фотографиями зон терапии. Терапевту достаточно выбрать из списка протоколов терапии то заболевание, с которым обратился пациент и начать процедуру, следуя инструкции на экране.

Аппарат комплектуется набором насадок для различных видов терапии – акупунктурная насадка 6 мм, насадки общего назначения 15 и 25 мм.

Основные направления применения Endopuls 811 – спортивная медицина, ортопедия, реабилитация после травм.

Конструкция излучателя аппарата не требует обязательного сильного прижима к тканям пациента и допускает применение Endopuls 811 даже у пациентов с сильным болевым синдромом.

# Аппарат радиальной ударно-волновой терапии с электромагнитным принципом генерации ударной волны



## ОСОБЕННОСТИ

- радиальный принцип распространения ударной волны
- не требуется сильный прижим к пациенту для начала работы
- электромагнитный механизм генерации импульса (нет необходимости в компрессоре)
- тихая работа без компрессора
- аппарат поддерживает максимальные выходные параметры для данной терапии (22 Гц, 5 бар)
- цветной сенсорный дисплей
- встроенные методики терапии с фотографиями расположения излучателя и рекомендациями по терапии
- гарантированный ресурс излучателя — 2 000 000 импульсов
- небольшие габариты и вес аппарата



## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Частота импульсов 1–22 Гц  
Режимы работы – постоянный и импульсный  
Энергия импульса 60 – 185 Дж (5 бар)  
Вес излучателя 850 гр  
Сменные насадки 6, 15 и 25 мм  
Ресурс излучателя – 2 000 000 импульсов  
Вес аппарата 2,7 кг  
Габаритные размеры 21x20x9 см



## СТАНДАРТНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ

Аппарат Endopuls 811  
Излучатель ударной волны  
Подставка под излучатель  
Сменные насадки 6, 15 и 25 мм  
Силиконовые защитные колпачки – 10 шт  
Ножная педаль  
Шаблон-измеритель  
Гель 250 мл  
Транспортный чемодан