

Входит
в приказ
№ 788н



KN-4006BC

Аппарат КУФ/СУФ ультрафиолетовой терапии

Kernel Medical, Китай

Лечебный эффект:

- бактерицидный и микоцидный (для поверхностного облучения)
- иммуностимулирующий
- метаболический

Стандартная комплектация: Дополнительная комплектация:

- адаптер для тубусов
- комплект тубусов (3 шт)
- защитные очки (2 шт)
- биодозиметр

Технические характеристики:

Диапазон УФО	КУФ – СУФ
Тип облучения	Общее, локальное
Вес	2 кг
Габаритные размеры	40 x 19 x 18 см

Видеообзор



Для общих и локальных облучений



ВЫБОР ПОКУПАТЕЛЕЙ



KN-4006AL1/BL1

Аппараты ДУФ/СУФ ультрафиолетовой терапии

Kernel Medical, Китай

Применение в дерматологии:

- дерматиты
- псориаз
- витилиго
- экзема
- остеопороз

Подробнее



Варианты исполнения:

- KN-4006 AL1 – 2 лампы диапазона А (длинноволновый спектр)
- KN-4006 BL1 – 2 лампы диапазона В (311 нм, узкополосный спектр)

Технические характеристики:

Диапазон УФО	KN-4006 AL1 350 – 400 нм (ДУФ терапия) KN-4006 BL1 311 – 312 нм (СУФ терапия)
Количество ламп	2 шт
Эффективная зона облучения	100 см ²
Вес	1 кг
Габаритные размеры	35 x 8,5 x 46 см

Входит
в приказ
№ 788н



KN-4006A1/B1 KN-4006AL2/BL2

Аппараты ДУФ/СУФ ультрафиолетовой терапии

Kernel Medical, Китай

Применение в дерматологии:

- дерматиты
- псориаз
- витилиго
- экзема

До применения

После 10
процедур

После 46
процедур



Варианты исполнения:

- KN-4006 A1 – 6 ламп диапазона А (350–400 нм)
- KN-4006 B1 – 6 ламп диапазона В (311 нм, узкополосный спектр)
- KN-4006 AL2 – 4 лампы диапазона А (350–400 нм)
- KN-4006 BL2 – 4 лампы диапазона В (311 нм, узкополосный спектр)

Подробнее о
KN-4006 A1/B1



Технические характеристики:

Модели	KN-4006 A1	KN-4006 B1	KN-4006 AL2	KN-4006 BL2
Диапазон УФО	ДУФ терапия	СУФ терапия	ДУФ терапия	СУФ терапия
Количество ламп	6 шт		4 шт	
Вес	7,5 кг		9 кг	
Габаритные размеры	40 x 34 x 8,4 см		45,8 x 61,4 x 8,5 см	

Подробнее о
KN-4006 AL2/BL2

