



MOTOMED MUVI

ТРЕНАЖЕР АКТИВНО-ПАССИВНОЙ МЕХАНОТЕРАПИИ

Аппараты серии MOTOMed muvi являются наиболее универсальными и технологичными тренажерами для активно-пассивной разработки нижних и верхних конечностей. Впервые можно тренировать одновременно ноги и руки. Все параметры тренировки (активная/пассивная тренировка, скорость вращения и усилие сопротивления) могут настраиваться независимо для верхней и нижней частей тела. Пациент может пассивно вращать ноги и при этом активно работать руками.

Функции:

- ассистент установки ног
- защита движения
- сервотренировка
- симметричная тренировка
- оценка результатов тренировки

МОТОmed movi – наиболее универсальный и технологичный тренажер для одновременной активно-пассивной механотерапии верхних и нижних конечностей



ОСОБЕННОСТИ

- Впервые можно тренировать одновременно ноги и руки.
- Простое и удобное управление
- Цветной сенсорный дисплей 30 см
- Поворотный, регулируемый по высоте и расстоянию до пользователя, поручень-модуль для тренировки рук/верхней части тела
- Шатуны с 2-ступенчатой регулировкой радиуса вращения педалей (7,0 см или 12,5 см)
- Мобильность за счет наличия больших транспортировочных колес (диаметр 15,0 см)
- Высококачественная, стабильная и устойчивая цельнометаллическая конструкция с выдвинутой опорной ножкой



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Габаритные размеры 95-108x60x124-135см
Вес в базовой комплектации 51 кг
Максимальный допустимый вес пользователя 135 кг
Диагональ экрана 30,48 см



СТАНДАРТНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ

Модули для верхних и нижних конечностей
Цветной сенсорный дисплей
Педали-платформы, поручень и модуль для тренировки рук/верхней части тела
Поворотный с регулировкой по высоте поручень/модуль для тренировки рук
Шатуны с 2-ступенчатой регулировкой радиуса вращения педалей