

# Magellan

## Ванна гидромассажная многофункциональная

Technomex, Польша

Идеально для санаториев  
и SPA-центров



Программируемые параметры:

- время автоматического массажа
- последовательность воздействия на анатомические зоны

Анатомические секции гидромассажа:

- стопы
- лодыжки
- колени
- бёдра
- спина

Электронная панель позволяет программировать комбинированные виды терапии, совмещая подводный массаж с жемчужными процедурами и хромотерапией.

Хромотерапия: 25 многоцветных диодов – 7 основных цветов и цветовых вариаций

Гидромассаж  
Жемчужный массаж  
Хромотерапия

Стандартная комплектация:

- 5 независимых зон анатомического массажа, 34 дюзы
- жемчужный массаж
- хромотерапия
- душ
- лесенка
- упор для ног
- подголовник
- электронный пульт управления
- химическая дезинфекция
- автоматическое заполнение и слив

Дополнительная комплектация:

- ручной подводный массаж
- ароматерапия
- озонотерапия
- подогрев воды

Габаритные размеры: 2200 x 950 x 980 мм  
Полный объём 350 л (полезный 220 л)

Подробнее

