



# PR 999

## АППАРАТ ЛАЗЕРОТЕРАПИИ

Аппарат PR 999 использует уникальную сканирующую систему, позволяющую программировать область проведения лечения и задавать необходимые параметры терапии. Возможно использование высокоинтенсивной (HILT) и низкоинтенсивной лазеротерапии.

Проведение процедуры заключается в расположении излучающей головки над проблемной зоной пациента, настройки параметров процедуры (размеры зоны сканирования, интенсивность и частота излучения, время процедуры) и запуске процедуры. Процедура проводится без присутствия персонала.

Терапевт имеет возможность применять как сканирующую лазерную головку, так и стандартный ручной лазерный излучатель для проведения акупунктурных процедур.

В линейке аппаратов PR 999 есть три модели, различающиеся по максимальной мощности: 500 мВт, 4 Вт и 8 Вт.

Терапевтический  
лазерный аппарат PR 999  
– сканирующая лазерная  
система, не требующая  
присутствия персонала  
во время процедуры.



## ОСОБЕННОСТИ

- Наличие HILT режима высокой мощности
- Регулируемый размер облучаемой (сканируемой) области по двум измерениям
- Непрерывный и импульсный режим работы лазера (для некоторых моделей PR999)
- Глубокое проникновение в ткани
- Низкий уровень шума
- Постоянный контроль работоспособности и температуры всех систем аппарата

Сканирующие лазеры серии PR999 имеют напольное мобильное исполнение, русифицированный графический ЖК дисплей, большой список предустановленных терапевтических методик. Пользователь может сохранить собственные протоколы терапии в памяти аппарата или на смарт-карте.



## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Максимальная мощность: 500 мВт, 4 Вт, 8 Вт (в зависимости от модели аппарата)  
Длина волны: 808 нм и 904 нм (в зависимости от модели аппарата)  
Длина волны прицельного лазера: 650 нм  
Частота лазерных импульсов: 200–10000 Гц  
Размер сканируемой области: от 1x1 до 20x20 см  
Габаритные размеры: 39x92x168 см  
Вес аппарата: 35 кг  
Потребляемая мощность 60 Вт



## СТАНДАРТНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ

Аппарат PR 999  
Сканирующая головка  
Защитные очки  
Предохранители  
Смарт-карта  
Сетевой кабель  
\* Все ручные лазерные излучатели входят в дополнительную комплектацию!