

Вихревые ванны для конечностей

Technomex, Польша



Castillo

Ванна для терапии области кисти, предплечья и локтя.

Электронный пульт управления позволяет задать уровень наполнения ванны, температуру воды и продолжительность сеанса терапии.

Стандартная комплектация:

- 10 регулируемых дюз
- термостатический смеситель
- электронная панель управления
- электронный термометр
- душ
- стульчик

Дополнительная комплектация:

- дезинфекция насосной системы
- система для использования минеральной воды

Габаритные размеры: 950 x 1100 x 1070 мм
Объем 36 л

Pizarro

Вихревая ванна для нижних конечностей.

Электронный пульт управления позволяет задать уровень наполнения ванны, температуру воды и продолжительность сеанса терапии.

Стандартная комплектация:

- 6 регулируемых дюз
- термостатический смеситель
- электронная панель управления
- электронный термометр
- таймер
- душ
- стульчик

Код МИ – 250020 –
ванна для гидротерапии

Габаритные размеры: 890 x 880 x 750 мм
Объем 57 л