

Входит  
в приказ  
№ 788н

# Radarmed 950+

## Аппарат микроволновой (СМВ) терапии

Enraf-Nonius, Нидерланды



**Позволяет проводить малодозную  
терапию глубоких тканей**

**3 вида излучателей: локальный,  
продольный, чашеобразный**

**Непрерывный и импульсный  
режимы работы**

### Технические характеристики:

Частота генератора	2,45 ГГц
Количество каналов	1 шт
Режим работы	Импульсный Постоянный
Выходная мощность	0 – 250 Вт
Излучатели	Круглый Прямоугольный Чашеобразный
Протоколы терапии	49 шт
Вес	50 кг
Габаритные размеры	84 x 45 x 40 см

### Стандартная комплектация:

- держатель излучателя
- ВЧ кабель

### Дополнительная комплектация:

- локальный излучатель
- продольный излучатель
- чашеобразный излучатель
- защитные очки
- методическое пособие

Подробнее

