

Ванна для автоматического, ручного подводного и жемчужного массажа

Technomex, Польша

Стандартная комплектация

- ручной душ
- вихревой массаж по 5 анатомическим зонам
- жемчужный массаж
- сенсорный цветной пульт управления
- система наполнения и опорожнения воды
- защита помпы от сухого хода

Дополнительная комплектация

- дезинфекция
- хромотерапия
- ароматерапия
- поддержание температуры воды

T-MP UWM automat

- 5 независимых анатомических зон
- сенсорный пульт управления
- возможность добавления масел и экстрактов трав

Габаритные размеры: 2080 x 840 x 740 мм
Полезный объем 250 л



Код МИ – 240450 –
ванна/резервуар
для гидромассажа

Цветовая гамма
внутренней и
внешней обшивки

