

Четырёхкамерная ванна Tasman

Technomex, Польша

Tasman/E

Ванна для электрогальванических процедур.

Гальванизация оказывает положительный эффект при неврологических заболеваниях и заболеваниях кровообращения.

Типы тока: гальванические, неофармадические, диадинамические.

Количество электродов: 8 независимых в 4-х камерах.

Управление: полярность включения электродов, выбор типа и интенсивности тока, общее время процедуры.

Габаритные размеры: 1240 x 1050 x 1000 мм

Полный объём верхней камеры 15 л
Полный объём нижней камеры 25 л

Tasman/N

Ванна для контрастных процедур.

Использование воды с целью стимуляции работы системы кровообращения. Повышает тонус в конечностях. Проведение процедуры в выбранной камере ванны.

Управление: температура воды, количество циклов смены горячей/холодной воды, общее время процедуры. Ванну можно оснастить специальными элементами для использования минеральной воды.

Tasman/EN

Ванна для электротерапии и струйно-контрастных процедур.

Комбинация струйно-контрастных и электрогальванических процедур в выбранных камерах.

Управление: температура воды, количество циклов смены горячей/холодной воды, общее время процедуры, интенсивность, направление и полярность тока.

ВЫБОР ПОКУПАТЕЛЕЙ

Стандартная комплектация:

- вентиль регулирования давления воды для контрастных процедур отдельно для верхних и нижних камер
- душ
- стульчик
- стальные электроды (8 независимых для Tasman/E, Tasman/EN)

Дополнительная комплектация:

- пробки с переливом (для Tasman/N)



Код МИ – 250020 –
ванна для гидротерапии