

# Ванна-бабочка для кинезотерапии

## T-MOT/UWM

Technomex, Польша

*Система водоподготовки  
входит  
в комплектацию*



### Стандартная комплектация:

- система наполнения
- ручной душ
- поручни
- подголовник
- ручной подводный массаж
- водоподготовка
- вентиль регулирования давления 0–6 бар
- манометр
- ступенька

### Дополнительная комплектация:

- термостатическое наполнение
- подводный гидромассаж (8 минидюзы)
- подводный гидромассаж (4 турбодюзы)
- хромотерапия
- жемчужный массаж

Габаритные размеры: 2450 x 2000 x 900 мм  
Полный объём 1500 л (полезный 1100 л)

Подробнее

